

Articolo	Descrizione					Origine
<b>4178</b>	<b>Conf. 10 pezzi MASCHERINA CHIRURGICA Prontodoc</b>					
Brand	Linea	Collezione	Categoria	SottoCategoria	Market	
PRONTODOC	Doc		Varie			
UM	QtaConfezione	NumSottimballi	QtaCartone	Apribile	Attivo	Tablet
NR	24	6	144	Si	si	1

Articolo	Variante	Descrizione			
<b>4178</b>	<b>0</b>	<b>Conf. 10 pezzi MASCHERINA CHIRURGICA Prontodoc</b>			
EAN13	IT14Master	ITF14Sottimballo	EAN13Atipico		
8000957417809	88000957417805	28000957417803			

Composizione pellicola esterna: 100% PP; filtro: 100% TNT; pellicola interna: 100% PP

MisureProd	PesoNettoProd
180x100 mm	3

DimensionProd  
7 1/8"x3 7/8"

TipoPackProdotto  
Busta stampata richiu

MisurePack	DimensionePack	PesoProdPack
130x20xh. 240 mm	5,12x0,79x8,45	36

TipoPackSottimballo

LatoLungoSottimballo	LatoCortoSottimballo	AltezzaSottimballo	VolumeSottimballo	PesoLordoSottimballo	PesoNettoSottimballo
240	220	220	0	1.070	864

TipolmballoMaster

Scatola

LatoLungoCartone	LatoCortoCartone	AltezzaCartone	VolumeCartone	PesoLordoCartone	PesoNettoCartone
680	250	470	0	7.350	6.420

DesPallet	AltezzaPallet	StratiPallet	CartoniStrato	CartoniPallet	UDC
EPAL	1.560	3	5	15	2.160

DataAggiornamento

18/12/2020

Note



## SCHEDA TECNICA

### MASCHERINA CHIRURGICA MONOUSO - TIPO IIR

- IMPORTATORE:** La Piacentina S.p.A
- DESCRIZIONE DEL PRODOTTO:** Mascherina chirurgica monouso - celeste - 3 veli - tipo IIR
- CONFORMITÀ:** Dispositivo Medico di classe I - (direttiva 93/42/CEE recepita con D. Leg. 46/97 così modificata dalla direttiva 2007/47/CEE e recepita con D. Leg. 37/2010).
- DESTINAZIONE D'USO:** Le mascherine sono dispositivi medici destinati a limitare la trasmissione di agenti infettivi dal personale medico ai pazienti e viceversa. Esse forniscono una protezione nei confronti della diffusione dell'influenza sia bloccando le goccioline di secrezioni respiratorie emesse dalle persone malate che le indossano, sia impedendo che le medesime goccioline o altri fluidi biologici raggiungano le mucose di naso e bocca. Sono usate anche per uso civile per il contenimento del rischio di infezioni batteriologiche.

**CODICE PRODOTTO:** 4178

**CODICE EAN:** 8000957417809

Parametri di classificazione tipo IIR	Rilevato	Limite	Unità di misura
Carico biologico	20	≤ 30	CFU/g
Respirabilità	48	< 60	Pa/cm <sup>2</sup>
Potere filtrante (BFE)	99.9	≥ 98	%

- Mascherina facciale uso medico - Tipo IIR (UNI EN 14683:2019)
- Composta di 3 strati in tessuto TNT
- Monouso
- Ottima vestibilità
- Ottima resistenza alla penetrazione dell'acqua ≥ 16.0 kPa
- Idrorepellente
- Ultraleggera
- Autoestinguente
- Ipoallergenica (privo di lattice)
- Buona resistenza alla trazione longitudinale e trasversale
- Priva di fibre di vetro
- Colore: bianca lato interno, celeste lato esterno
- Dimensioni: cm 9,5x17,5 chiusa (adattatore naso: 80x2,5 mm)
- Elastico: 120x3 mm
- Conformi a norma ISO 14683 e ISO 10993

<b>STRATIGRAFIA:</b>	Lato interno: TNT in polipropilene Spun-bonded (PP) 25 g/mq Strato Filtrante intermedio: TNT in polipropilene Melt Blown (PP) 25 g/mq Lato esterno: Non tessuto in polipropilene Spun-bonded (PP) 30 g/mq
<b>CLIP NASO:</b>	PE + Filo metallico
<b>ELASTICO:</b>	Spandex 85% + Poliestere 15%
<b>ISTRUZIONI D'USO:</b>	Il dispositivo è pronto all'uso, si assicurano al viso mediante lacci elastici da passare dietro le orecchie, dotati di un ferretto flessibile rivestito in polipropilene per una migliore aderenza alla sella nasale. Grazie alla forma a soffiato, si estendono per potere coprire in maniera adeguata il viso che va dalla parte del naso alla bocca.
<b>TEST DI BIOCOMPATIBILITÀ:</b>	Svolto ai sensi della norma UNI EN 14683:2019. Il prodotto è risultato NON citotossico. Il prodotto è biocompatibile e conforme alla UNI EN 11737-1:2018
<b>STERILITÀ DEL DISPOSITIVO MEDICO:</b>	Non è un prodotto sterile
<b>CONFEZIONAMENTO:</b>	Il confezionamento dei dispositivi avverrà in buste stampate con chiusura a zip, per contenere un totale di 10 mascherine.
<b>CONSERVAZIONE:</b>	Conservare il prodotto lontano da fonti di calore, al riparo dalla luce solare diretta e dall'umidità. Manipolare con mani sanificate.
<b>INFORMAZIONI SUL CORRETTO SMALTIMENTO:</b>	Secondo normative vigenti - ove non si siano riscontrate casi di persone affette dalla malattia, a scopo cautelativo le mascherine eventualmente utilizzate in abitazioni, luoghi di lavoro o assimilati diversi dalle strutture sanitarie o assimilate, dovranno essere smaltiti nei rifiuti indifferenziati utilizzando almeno due sacchetti uno dentro l'altro o in numero maggiore in dipendenza della resistenza meccanica dei sacchetti chiusi adeguatamente, smaltendole secondo le procedure in vigore nel territorio di appartenenza, non interrompendo la raccolta differenziata. - ove si siano riscontrati casi di persone affette da malattia infettiva batteriologica, le mascherine utilizzate in questi locali potenzialmente contaminati, sono considerati rifiuti speciali, prodotti al di fuori delle strutture sanitarie, che come rischio risultano analoghi ai rifiuti pericolosi a rischio infettivo con codice CER 18.01.03.

16-11-2020	o	Emissione	Enrico Corbari
Data	Revisione	Oggetto	Approvato da 