



Germodis®
S.P.A.

Sede Legale Stabilimento e Uffici: 20032 CORMANO (Milano) Via Giotto, 19/21
Telefono +39-0266301938 r.a. - Telefax +39-0266301939
E-mail: info@germodis.com www.germodis.it

Capitale Sociale € 156.000,00 interamente versato - R.E.A. 497966 Cod. Fisc. e Part. IVA 00772350153 - Iscr. 125750 R.I. Canc. Trib. MI

TEKNA - SCHEDA TECNICA

SCHIUMA SPRAY MONITOR TV-PC-TABLET E APPARECCHI ELETTROMEDICALI

SCHIUMA SPRAY PER MONITOR TV-PC-TABLET ED APPARECCHI ELETTROMEDICALI è uno spray detergente in schiuma per la pulizia dei monitor e degli apparecchi elettromedicali, compresi i componenti plastici su cui sono montati.

SCHIUMA SPRAY PER MONITOR TV-PC-TABLET ED APPARECCHI ELETTROMEDICALI elimina efficacemente polvere, sporco, unto ed impronte, creando un effetto antistatico sulle superfici lavabili di ecografi, apparecchiature per la diagnostica per immagini, apparecchi ad ultrasuoni, ecc.

SCHIUMA SPRAY PER MONITOR TV-PC-TABLET ED APPARECCHI ELETTROMEDICALI pulisce e rende brillanti schermi e superfici senza lasciare tracce e aloni. Asciuga rapidamente.



ISTRUZIONI PER L'USO

Per la pulizia quotidiana: erogare direttamente sulle superfici oppure su un panno asciutto e strofinare fino ad ottenere una superficie brillante e pulita. Agitare prima dell'uso.

CONFEZIONI

Codice interno:	Imballo primario:	Imballo secondario:
K022	Bombola 200 ml	Scatola da 12 Bombole

Dati logistici			
Barcode	ITF	Misura scatola (cm)	Composizione pallet
8009110050006	08009110050006	22 l x 16,5 p x 18,5 h	7 piani da 24 scatole da 12 bombole

Tutti gli imballi primari rispettano le specifiche tecniche previste dalla Farmacopea. Tali materiali non contengono lattice e sono perfettamente compatibili con tutti i componenti del formulato.



Germodis®
S.P.A.

Sede Legale Stabilimento e Uffici: 20032 CORMANO (Milano) Via Giotto, 19/21
Telefono +39-0266301938 r.a. - Telefax +39-0266301939
E-mail: info@germodis.com www.germodis.com

Capitale Sociale € 156.000,00 interamente versato - R.E.A. 497966 Cod. Fisc. e Part. IVA 00772350153 - Iscr. 125750 R.I. Canc. Trib. MI

TEKNA - SCHEDA TECNICA

SCHIUMA SPRAY MONITOR TV-PC-TABLET E APPARECCHI ELETTROMEDICALI

COMPOSIZIONE

Composizione chimica (Reg. 648/2004/CE): 15-30% idrocarburi alifatici, profumo (Linalool).

CARATTERISTICHE

Schiuma gradevolmente profumata.

BIODEGRADABILITÀ

Detergente conforme al Regolamento CE n°648/2004.

ATTIVITÀ

Detergente con azione lucidante ad effetto antipolvere.

MODALITÀ DI CONSERVAZIONE

Conservare in luogo fresco, asciutto e al riparo da fonti di calore.

CONTROLLI QUALITÀ

I componenti (materie prime, contenitori, etichette, etc.) e le fasi di lavorazione di ogni singolo lotto vengono puntualmente e accuratamente controllati internamente seguendo le procedure del Sistema di Gestione della Qualità aziendale certificato UNI EN ISO 9001.

INFORMAZIONI RISERVATE AGLI UTILIZZATORI PROFESSIONALI